

Analysen Epstein-Barr virus (EBV) DNA, kvantitativ besvares fra den 20. februar 2017 i enheden IU/mL.

Dette sker efter grundig validering af analysen med standardisering i forhold til WHO-standarden.

Svar fra KMA, AUH, der tidligere er afgivet i EBV DNA kopier/mL vil fremover kunne omregnes til IU/mL ved at dele med 20: **1 IU/mL = 20 KMA AUH EBV DNA kopier/mL.**

Prøverne besvares fra den 20. februar 2017 på følgende måde:

Resultat	Bemærkning
EBV DNA ikke påvist	Analysens nedre detektionsgrænse: Ca. 25 EBV DNA IU/mL
EBV DNA påvist < 100 IU/mL	Ved niveauer under 100 IU/mL kan mængden ikke kvantiteres
EBV DNA påvist xx IU/mL	hvor xx refererer til antallet af detekterede IU/mL*

*Analysens kvantiterbare måleområde (liniært interval): 100 - 1.000.000 EBV DNA IU/mL

Indikationer for at bestille analysen, analysedage, anbefalinger vedr. prøvetagning m.v. er uændret: Se venligst KMA AUH's e-Dok: [1.3. Epstein-Barr virus \(EBV\) DNA - Kvantitativ](#)

Med venlig hilsen

Svend Ellermann-Eriksen
Ledende overlæge, dr.med., ph.d.

Marianne Kragh Thomsen
Overlæge, postgraduat klinisk lektor

For yderligere information, se KMA's vejledninger for rekvirenter i e-Dok, via "[Vejledninger for rekvirenter](#)", via det direkte link: [1.3. Epstein-Barr virus \(EBV\) DNA - Kvantitativ](#) eller kontakt KMA på tlf. 784 55610.