

Minimumskrav til genbehandling af instrumenter og medicinsk udstyr der benyttes til flere borgere

Klassifikation af udstyr	Definition	Eksempler på udstyr	Anbefalede procedurer for genbehandling
Ikke-kritisk	Kontakt med hel hud eller ingen kontakt med borgeren	Blodtryks-apparater Stetoskoper Staseslanger Otoskoper Temperaturmålere Mobiltelefoner, tablets Bækkenstole* Badetaburet*	<u>Rengøring</u> : I de fleste tilfælde vil rengøring være tilstrækkelig. Ved synligt snavs eller ved viden om kendt smitsom mikroorganisme eller bærertilstand skal der efterfølgende desinficeres med varme eller et desinfektionsmiddel med medium antimikrobiel affekt f.eks. alkohol 70-85% Rengøring og desinfektion med alkohol 70-85%
Semikritisk	Kontakt med slimhinder eller hud, der ikke er hel	Instrumenter til gynækologisk undersøgelse Flergangssugerør	<u>Desinfektion</u> : Før udstyret kan desinficeres, skal det altid først være rengjort. Desinfektionsmetoden er varme eller anvendelse af et desinfektionsmiddel med maksimal antimikrobiel effekt f.eks. klor Rengøres indvendigt med lille flaske-reenser. Desinficeres derpå i opvaskemaskine, placeres på specialholder så vandet spuler igennem sugerøret.
Kritisk	Gennembryder hud eller slimhinder eller lægges ind i sterilt område	Kirurgiske instrumenter Curette til suturfjernelse Skiftesæt, der genbruges mellem borgere	<u>Sterilisation</u> : Før udstyret kan steriliseres, skal det altid først være rengjort og desinficeret.